

PINCE KERRISON, EMPORTE-PIÈCES, 20 CM, COUPE HAUT 90° X 4 MM

Réf. IP46841



PINCE KERRISON, EMPORTE-PIÈCES, 20 CM, COUPE HAUT 90° X 4 MM



Réf. **IP46841**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040026411

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,150

Poids conditionnement (kg) : 0,182

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46841

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.