

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 2 MM

Réf. IP46846



PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 2 MM



Réf. **IP46846**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040026466

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 13,8

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 27,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,208

Poids conditionnement (kg) : 0,208

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46846

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.