

SPÉCULUM RECTAL CZERNY 106 X 23 MM, 22 CM

Réf. IE14439



SPÉCULUM RECTAL CZERNY 106 X 23 MM, 22 CM

Réf. IE14439

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040138183

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 10,8

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 31,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) : 0,099

Poids conditionnement (kg) : 0,104

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE14439