

PORTE-AIGUILLE KILNER, 13,5 CM

Réf. IP39613



PORTE-AIGUILLE KILNER, 13,5 CM



Réf. IP39613

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040025346

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP39613

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.