

PORTE-AMALGAME, SIMPLE PISTON

Réf. IDPASI01



PORTE-AMALGAME, SIMPLE PISTON

Réf. IDPASI01

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040015781
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	2,0	Largeur conditionnement (cm) :	2,0
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	14,0
Hauteur unitaire (cm) :	1,5	Hauteur conditionnement (cm) :	1,5
Poids unitaire (kg) :	0,030	Poids conditionnement (kg) :	0,030
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPASI01