

## PORTE-MATRICE UNIVERSELLE TOFFLEMIRE

Réf. IDPOMAUT



## PORTE-MATRICE UNIVERSELLE TOFFLEMIRE



Réf. **IDPOMAUT**

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe I<sub>r</sub>

Marquage : CE

Code barres : 3661040015927

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

**MESURES**
**Unité nue**
**Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 8,7

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 19,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,1

Poids unitaire (kg) : 0,014

Poids conditionnement (kg) : 0,014

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDPOMAUT

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.