

## INSTRUMENT TRANCHANT DE BLACK N°3

Réf. IDTRBLA3



## INSTRUMENT TRANCHANT DE BLACK N°3



Réf. IDTRBLA3

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040016238

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,026

Poids conditionnement (kg) : 0,026

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDTRBLA3

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.