

ECARTEUR DE KOERTE 26X40 MM - 250 MM MOUSSE - 8 GRIFFES

Réf. IE11501



ECARTEUR DE KOERTE 26X40 MM - 250 MM MOUSSE - 8 GRIFFES

Réf. IE11501

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040044187
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	4,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	24,6	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,107	Poids conditionnement (kg) :	0,107
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE11501