

## ECARTEUR LABORDE, 3 BRANCHES, POUR ORL

Réf. IE24230



# ECARTEUR LABORDE, 3 BRANCHES, POUR ORL



Réf. IE24230

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040017006
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	14,6	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,062	Poids conditionnement (kg) :	0,062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE24230