

MAILLET DOYEN, 21 CM, 500 G, 1 TÊTE, INOX

Réf. IM02350



MAILLET DOYEN, 21 CM, 500 G, 1 TÊTE, INOX

Réf. **IM02350**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040020402

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,6

Largeur conditionnement (cm) : 12,6

Longueur unitaire (cm) : 24,8

Longueur conditionnement (cm) : 24,8

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,628

Poids conditionnement (kg) : 0,628

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM02350