

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 23 CM

Réf. IP49023



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 23 CM

Réf. IP49023

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040042039
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	22,8	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,4	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,700	Poids conditionnement (kg) :	0,080
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49023