

## ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 30 X 130 X 5 MM

Réf. IE37261



# ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 30 X 130 X 5 MM

Réf. IE37261

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040039145

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,6

Largeur conditionnement (cm) : 8,6

Longueur unitaire (cm) : 21,4

Longueur conditionnement (cm) : 21,4

Hauteur unitaire (cm) : 1,6

Hauteur conditionnement (cm) : 1,6

Poids unitaire (kg) : 0,550

Poids conditionnement (kg) : 0,550

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:41 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE37261