

ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 5 CM

Réf. IE01605



ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 5 CM



Réf. IE01605

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040016290

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,443

Poids conditionnement (kg) : 0,443

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE01605

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.