

CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, PLEINE, 6 MM

Réf. IC63006



CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, PLEINE, 6 MM



Réf. IC63006

Utilisée pour les petites interventions de pédicure. Curetage précis.

- Curettes pédicure Besnier Lupus en acier inoxydable. Disponibles en versions "fenêtrées" ou "pleines" en dimensions 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mm.

- Curette pédicure vendue à l'unité.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040012902

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,018

Poids conditionnement (kg) : 0,018

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC63006

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.