

FORCEPS LUIKART, 40 CM

Réf. IF23240



FORCEPS LUIKART, 40 CM



Réf. IF23240

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040018638

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,633

Poids conditionnement (kg) : 0,633

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IF23240

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.