

PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24 CM

Réf. IP46424



PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24 CM



Réf. IP46424

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040026176

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 24,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,079

Poids conditionnement (kg) : 0,079

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46424

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.