

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À N°17/18

Réf. IS01431



BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À N°17/18

Réf. IS01431

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029696
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	2,1	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,533	Poids conditionnement (kg) :	0,533
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01431

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.