

## PERFORATEUR À MAIN, POUR OS, CHIGNOLLE 3 MÈCHES

Réf. IP78000



# PERFORATEUR À MAIN, POUR OS, CHIGNOLLE 3 MÈCHES



Réf. IP78000

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028699

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 11,4

Largeur conditionnement (cm) : 11,4

Longueur unitaire (cm) : 27,6

Longueur conditionnement (cm) : 27,6

Hauteur unitaire (cm) : 3,0

Hauteur conditionnement (cm) : 3,0

Poids unitaire (kg) : 1,421

Poids conditionnement (kg) : 1,421

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:29 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP78000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.