

PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM, TUNGSTÈNE, LATÉRALE DIAM MAX 2.5 MM

Réf. IP80522



PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM, TUNGSTÈNE, LATÉRALE DIAM MAX 2.5 MM

Réf. IP80522

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028736

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,426

Poids conditionnement (kg) : 0,426

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/06/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP80522