

## PORTE-AIGUILLE MATHIEU, 17 CM, TUNGSTÈNE

Réf. IP82417



## PORTE-AIGUILLE MATHIEU, 17 CM, TUNGSTÈNE



Réf. IP82417

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040028767

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,049

Poids conditionnement (kg) : 0,049

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:29 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP82417

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.