

## PINCE ROCHESTER-PÉAN - KOCHER, S/G, DROITE, 15 CM

Réf. IP02215



 Holtex



# PINCE ROCHESTER-PÉAN - KOCHER, S/G, DROITE, 15 CM



Réf. IP02215

**Pratique pour arrêter une hémorragie sans abîmer les tissus fragiles lors d'une opération. Utilisé également pour réaliser des soins (pansements, etc).**

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE		Code barres : 3661040021560
Garantie (mois) :	24		Code douanier : 9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	15,6	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,043	Poids conditionnement (kg) :	0,044
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:57 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP02215