

POINTE CARRÉE, 18 CM X DIA. 3 MM

Réf. IP91803



POINTE CARRÉE, 18 CM X DIA. 3 MM



Réf. IP91803

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028804

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,8

Largeur conditionnement (cm) : 3,8

Longueur unitaire (cm) : 28,7

Longueur conditionnement (cm) : 28,7

Hauteur unitaire (cm) : 3,8

Hauteur conditionnement (cm) : 3,8

Poids unitaire (kg) : 0,061

Poids conditionnement (kg) : 0,061

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP91803