

## POINTE CARRÉE, 18 CM X DIA. 4 MM

Réf. IP91804



## POINTE CARRÉE, 18 CM X DIA. 4 MM

Réf. IP91804

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028811

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,8

Largeur conditionnement (cm) : 2,8

Longueur unitaire (cm) : 18,0

Longueur conditionnement (cm) : 18,0

Hauteur unitaire (cm) : 2,8

Hauteur conditionnement (cm) : 2,8

Poids unitaire (kg) : 0,072

Poids conditionnement (kg) : 0,072

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:30 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP91804