

## GOUGE DE STILLE, 20 CM X 15 MM

Réf. IG02215



## GOUGE DE STILLE, 20 CM X 15 MM

Réf. IG02215

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040018775
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,1	Largeur conditionnement (cm) :	2,1
Longueur unitaire (cm) :	20,5	Longueur conditionnement (cm) :	20,5
Hauteur unitaire (cm) :	2,1	Hauteur conditionnement (cm) :	2,1
Poids unitaire (kg) :	0,182	Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IG02215