

SEMELLE REVERDIN - PAUCHET

Réf. IS16100



SEMELLE REVERDIN - PAUCHET



Réf. IS16100

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030944

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,7

Largeur conditionnement (cm) : 6,7

Longueur unitaire (cm) : 28,0

Longueur conditionnement (cm) : 28,0

Hauteur unitaire (cm) : 3,5

Hauteur conditionnement (cm) : 3,5

Poids unitaire (kg) : 0,150

Poids conditionnement (kg) : 0,180

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS16100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.