

POINTE CARRÉE, 25 CM X DIA. 10 MM

Réf. IP92810



POINTE CARRÉE, 25 CM X DIA. 10 MM



Réf. **IP92810**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040028873

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,7

Largeur conditionnement (cm) : 2,7

Longueur unitaire (cm) : 25,5

Longueur conditionnement (cm) : 25,5

Hauteur unitaire (cm) : 2,7

Hauteur conditionnement (cm) : 2,7

Poids unitaire (kg) : 0,104

Poids conditionnement (kg) : 0,104

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP92810

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.