

RAPPROCHEUR COSTAL BAILEY, 18 CM

Réf. IR03100



RAPPROCHEUR COSTAL BAILEY, 18 CM



Réf. IR03100

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029016
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	6,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	20,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,6	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,162	Poids conditionnement (kg) :	0,162
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR03100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.