

RÉTRACTEUR DE PERCY, DIA. 17 CM, MANCHES DÉMONTABLES

Réf. IR05100



RÉTRACTEUR DE PERCY, DIA. 17 CM, MANCHES DÉMONTABLES



Réf. IR05100

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | CE | Code barres : | 3661040029030 |
| Garantie (mois) : | 24 | Code douanier : | 90189090 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | 19,0 | Largeur conditionnement (cm) : | 19,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | 19,0 | Longueur conditionnement (cm) : | 19,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | 2,0 | Hauteur conditionnement (cm) : | 2,0 |
| Poids unitaire (kg) : | 0,599 | Poids conditionnement (kg) : | 0,600 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



19/05/2022 21:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR05100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.