

## RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 15 MM

Réf. IR08215



## RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 15 MM



Réf. IR08215

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe I                        |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040029238 |
| Garantie (mois) :                    | 24        | Code douanier :                 | 9018.9090     |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              | 2,2       | Largeur conditionnement (cm) :  | 2,2           |
| Longueur unitaire (cm) :             | 21,7      | Longueur conditionnement (cm) : | 21,7          |
| Hauteur unitaire (cm) :              | 1,3       | Hauteur conditionnement (cm) :  | 1,3           |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,089     | Poids conditionnement (kg) :    | 0,089         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



30/03/2022 21:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IR08215

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.