

RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 30 MM

Réf. IR08230



RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 30 MM



Réf. IR08230

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029269
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,2	Largeur conditionnement (cm) :	2,2
Longueur unitaire (cm) :	22,1	Longueur conditionnement (cm) :	22,1
Hauteur unitaire (cm) :	1,2	Hauteur conditionnement (cm) :	1,2
Poids unitaire (kg) :	0,094	Poids conditionnement (kg) :	0,960
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR08230

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.