

RUGINE SÉBILEAU, DIA. 3 MM, LONG. 15 CM

Réf. IR09103



RUGINE SÉBILEAU, DIA. 3 MM, LONG. 15 CM



Réf. IR09103

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040029375

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,5

Largeur conditionnement (cm) : 1,5

Longueur unitaire (cm) : 15,6

Longueur conditionnement (cm) : 15,6

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) : 0,8

Poids unitaire (kg) : 0,037

Poids conditionnement (kg) : 0,037

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR09103

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.