


ECARTEUR MULLER-ARRUGA, À SAC LACRYMAL, 3 X 3 GRIFFE

Réf. IE41170



ECARTEUR MULLER-ARRUGA, À SAC LACRYMAL, 3 X 3 GRIFFE

Réf. IE41170

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040017761

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 7,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,9

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,010

Poids conditionnement (kg) : 0,010

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE41170