

## BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 11/12

Réf. IS01411

Exemple de bougies Hégar double, inox.  
15 tailles disponibles, nous consulter.



**BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 11/12**

**Réf. IS01411**

Bougié Hégar double, inox  
15 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029597
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,064	Poids conditionnement (kg) :	0,064
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:34 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS01411

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.