

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°29/30

Réf. IS01429



BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°29/30

Réf. **IS01429**

Bougié Hégar double, inox
15 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040029689

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 2,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,146

Poids conditionnement (kg) : 0,146

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01429