

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, SÉRIE DE 15 PIÈCES: N°4 À N°18

Réf. IS01631



BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, SÉRIE DE 15 PIÈCES: N°4 À N°18

Réf. IS01631

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040030012

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,787

Poids conditionnement (kg) : 0,787

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01631