

SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 35 MM, LONG 90 MM

Réf. IS05635



SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 35 MM, LONG 90 MM



Réf. IS05635

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040030449

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 9,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,190

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS05635

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.