

SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 38 MM, LONG 95 MM

Réf. IS05638



SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 38 MM, LONG 95 MM



Réf. IS05638

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040030463

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 9,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,177

Poids conditionnement (kg) : 0,180

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS05638

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.