

## CISEAUX IRIDECTOMIE, COURBES, 11,5 CM

Réf. IC09511



# CISEAUX IRIDECTOMIE, COURBES, 11,5 CM



Réf. IC09511

Utile pour les petites interventions, particulièrement lors des ablations de l'iris

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040009599

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,5

Largeur conditionnement (cm) : 16,0

Longueur unitaire (cm) : 11,4

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,020

Poids conditionnement (kg) : 0,020

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC09511

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.