

PINCE À TRAIER GUNNAR, 18,5 CM

Réf. IP54818



PINCE À TRAIRE GUNNAR, 18,5 CM



Réf. IP54818

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040028330

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,4

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,098

Poids conditionnement (kg) : 0,098

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP54818

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.