

BOÎTE À PÉRINÉE

Réf. IBOI106



BOÎTE À PÉRINÉE

Réf. IBOI106

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081632
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	1,000	Poids conditionnement (kg) :	1,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI106

BOÎTE À PÉRINÉE

Réf. IBOI106

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA06720	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, très courbe	1
IC07416	Ciseaux Mayo, droits, 16 cm, Holtex	1
AI25105	Boîte inox, 25 x 10 x 5 cm	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	2
IP10612	Pince à Champs Backhaus, 12 cm -IS	4
IP19616	Pince Michel, double usage, 13 cm	1
IP21418	Pince Péan Murphy, 18 cm, Holtex	1
IP26014	Pince Dissection, A/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP29416	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 16 cm	1
IS03402	Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm	1