

## BOÎTE URGENCE GYNÉCOLOGIQUE

Réf. IBOI107



## BOÎTE URGENCE GYNÉCOLOGIQUE

Réf. IBOI107

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081649
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	2,100	Poids conditionnement (kg) :	2,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI107

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE URGENCE GYNÉCOLOGIQUE

Réf. IBOI107

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC08418	Ciseaux Metzemaum, droits, 18 cm -IS, Holtex	1
IC11516	Ciseaux Moussees, courbes, 16 cm, Holtex	1
AI30126	Boîte inox, 30 x 12 x 6 cm	1
IP02016	Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm -IS, Holtex	3
IP03424	Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP15022	Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm -IS	1
IP20624	Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm -IS	2
IP22424	Pince Pozzi, droite, 24 cm -IS, Holtex	2
IS04635	Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm	1
IS05630	Spéculum Vaginal de Cusco, pliant, 30 mm, long 90 mm	1
IS09430	Styler Porte-coton, 30 cm	1
IV02690	Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm	1