

BOUGIES SIMPLES DE HÉGAR, BOÎTE DE 30

Réf. IBOI110



BOUGIES SIMPLES DE HÉGAR, BOÎTE DE 30

Réf. IBOI110

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081670

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 3,720

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI110

BOUGIES SIMPLES DE HÉGAR, BOÎTE DE 30



Réf. IBO1110

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IS01632	Bougie Hégar ,simple inox, 19 cm, série de 30 pièces: n°1 à n°30	1