

BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Réf. IBOI111



BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Réf. IBO111

Cette boîte contient :

- Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm
- Curette Utérine Gourdet, 25 cm x 12 mm
- Curette Utérine Simon, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 10 mm
- Curette Utérine Wallich, 35 cm x 14 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 8 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 14 mm
- Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm (AI50201)
- Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm
- Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm
- Pince Pozzi, droite, 24 cm
- Pince Foerster, striée, 24 cm, droite
- Bougie Hégar, double, inox, 20 cm, série de 8 pièces: n°3/4 à n°17/18
- Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm
- Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm
- Valve Doyen vaginale, 120 mm x 45 mm
- Valve Auvard, à poids fixe 1100 gr
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 6 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 12 mm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081687

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 6,438

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBO111

BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Réf. IBO111

COMPOSITION

| Code | Libellé | Quantité |
|---------|---|----------|
| IB08600 | Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm | 1 |
| IC54212 | Curette Utérine Gourdet, 25 cm x 12 mm | 1 |
| IC55206 | Curette Utérine Simon, 25 cm x 6 mm | 2 |
| IC56206 | Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 6 mm | 1 |
| IC56210 | Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 10 mm | 1 |
| IC58314 | Curette Utérine Wallich, 35 cm x 14 mm | 1 |
| IC58608 | Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 8 mm | 1 |
| IC58610 | Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm | 1 |
| IC58614 | Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 14 mm | 1 |
| AI50201 | Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm | 1 |
| IP03424 | Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex | 2 |
| IP20624 | Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm -IS | 1 |
| IP22424 | Pince Pozzi, droite, 24 cm -IS, Holtex | 1 |
| IP43424 | Pince Foerster, striée, 24 cm, droite, Holtex | 1 |
| IS01431 | Bougie Hégar, double, inox, 20 cm, série de 8 pièces: n°3/4 à n°17/18 | 1 |
| IS04635 | Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm | 1 |
| IV02690 | Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm | 1 |
| IV02720 | Valve Doyen vaginale, 120 mm x 45 mm | 1 |
| IV04100 | Valve Auvard, à poids fixe 1100 gr | 1 |
| IC58606 | Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 6 mm | 1 |
| IC58612 | Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 12 mm | 1 |