

CROCHET ADSON, 20 CM, POINTU

Réf. IC19201



CROCHET ADSON, 20 CM, POINTU

Réf. IC19201

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040010588
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,6	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	20,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,6	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,027	Poids conditionnement (kg) :	0,027
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC19201