

## CLAMP À CIRCONCISION, POUR ENFANT, 13 MM

Réf. IC30313



# CLAMP À CIRCONCISION, POUR ENFANT, 13 MM

Réf. IC30313

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040010960

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 9,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,220

Poids conditionnement (kg) : 0,220

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC30313