

## CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°4, DIA. 8 MM

Réf. IC42304



# CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°4, DIA. 8 MM

Réf. IC42304

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040011585

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 8,4

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,030

Poids conditionnement (kg) : 0,030

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC42304