

CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°8, DIA. 12 MM

Réf. IC42308



CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°8, DIA. 12 MM

Réf. IC42308

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040011622
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	9,4	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,059	Poids conditionnement (kg) :	0,059
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC42308