

CANULE DE FINSTERER, 32 CM

Réf. IC46129



CANULE DE FINSTERER, 32 CM

Réf. IC46129

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | CE | Code barres : | 3661040011790 |
| Garantie (mois) : | 24 | Code douanier : | 9018.9090 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | 5,5 | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | 32,5 | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | 1,8 | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | 0,132 | Poids conditionnement (kg) : | 0,136 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



30/03/2022 16:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC46129