

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE

Réf. SJSAVE09

Saver One®



GARANTIE
6
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE
MEDICAL DEVICE IIb

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE



Réf. SJSAVE09

Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore

Saver One D semi_automatique

- Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
- Rapide et pratique, c'est la solution idéale pour les équipes de secouristes et personnels paramédicaux
- Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance
- Robuste, petit et très léger (< 2 kg)
- Indice de protection (IP54)
- Fonctionne avec une pile au lithium, durée de vie 4 ans ou 300 chocs
- Batterie rechargeable (en option)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb

Chaque défibrillateur est livré avec : 1 sacoche de transport étanche et anti choc, 1 paire d'électrode adulte pré-connecté durée de vie 28 mois), 1 kit de 1er secours(*), 1 jeu complet de signalétiques murales et 1 pile lithium

(*) Contenu du kit de Secours : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifié en IIB , les DAE sont désormais classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir Février 2023 pour nos DAE Saver One.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0051

Code barres : 3661040115436

Garantie (mois) : 72

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 16,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,000

Poids conditionnement (kg) : 2,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE09

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.