

## MARINIÈRE ATLANTIQUE, SERGÉ, COL EN V, BLANC, MANCHES COURTES, TAILLE 5

Réf. WATL07\_95



# MARINIÈRE ATLANTIQUE, SERGÉ, COL EN V, BLANC, MANCHES COURTES, TAILLE 5

Réf. WATL07\_95

Marinière homme.  
Sergé.  
Col V.  
Manches kimono courtes.  
3 poches.  
65% polyester, 35% coton.  
Coloris Blanc

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040033679

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 6211433100

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 29,0

Largeur conditionnement (cm) : 29,0

Longueur unitaire (cm) : 38,0

Longueur conditionnement (cm) : 38,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,302

Poids conditionnement (kg) : 0,303

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:21 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. WATL07\_95

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.